

美容膠帶居家使用須知




 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院
KOO FOUNDATION SUN YAT-SEN CANCER CENTER


台北市北投區立德路125號 代表號：(02) 28970011/(02) 66030011
預約掛號：(02) 28971177 網址：www.kfsyscc.org
癌症暨健康篩檢專線：(02) 28971133或(02) 28970011分機3205~8

美容膠帶使用

手術後傷口常使用美容膠帶，主要的目的是降低疤痕組織的形成。它必須和傷口呈垂直方式貼，將傷口兩側拉住以降低張力，幫助傷口癒合，且膠帶與膠帶間應有間隔以保持通風乾燥，通常美容膠廠商已在膠帶上設計好適當間距，我們可以如圖一的方式黏貼。美容膠使用幾天後膠帶會逐漸失去黏性且變髒，此時不再有傷口固定的作用，可在洗澡時移除所有美容膠帶，並用肥皂將殘膠清洗乾淨，洗完澡後用毛巾拍乾傷口，再貼上新的美容膠帶（每週一至二次），因為紙膠會吸附濕氣及汗水，如果傷口有癒合不良處，黏貼膠帶時最好避開，以保持乾燥，促進傷口癒合，但要注意注意膠帶不可拉扯過緊，否則容易在膠帶兩端造成水泡，最好用如圖二的方式黏貼。傷口的疤痕組織成熟約需六至九個月，一般建議手術後美容膠帶可以使用六個月左右，以降低疤痕組織的形成。但是疤痕的形成與體質有重大關係，不是美容膠帶可以完全決定，是否要使用到六個月，仍可以自行決定。但若使用中出現對美容膠帶過敏情形，像是貼膠帶處有紅、癢甚至起水泡等不適，就不適合繼續使用，請找醫師進一步評估。



圖一



圖二